

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU - RÁČNOVÉ - Q'STRAIT Q-5001



Toto zařízení, zajišťuje v automobilu bezpečné držení invalidního vozíku v příčném i podélném směru za jízdy.

Země původu: USA



Vozík je ukotven pomocí čtyř bezpečnostních pásů, které jej pevně a stabilně drží na požadovaném místě.



Kotvení vozíku:

Vozíkem najedeme na požadované místo ve voze. Pomocí čtyř kotvících pásů zajistíme ortopedický vozík. Pásky upevňujeme na k tomu určených vhodných místech vozíku. Kotvící pásky je nutné vždy manuálně bezpečně napnout.



Kompletní úprava kotvení vozíku v sobě ještě zahrnuje univerzální bezpečnostní ramenní a bederní pás.

